

## **IODOFORO DIBAC /GANADERÍA**

**PRODUCTO IODADO PARA EL SELLADO DE PEZONES TRAS EL ORDEÑO**

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

### **CARACTERÍSTICAS:**

Producto iodado de barrera y suavizante.  
Aspecto: líquido viscoso transparente de color marrón granate.  
pH directo:  $5 \pm 0.5$   
Densidad a 20°C:  $1.020 \pm 0.005$  g/cc.  
Viscosidad a 25°C:  $10000 \pm 2000$  cps  
Contenido en Iodo :  $0.21 \pm 0.01\%$

### **APLICACIONES:**

El IODOFORO DIBAC es un higienizante iodado para el sellado de pezones, que se utiliza por inmersión después del ordeño.  
Su utilización es muy favorable para la prevención de mamitis en ganado de producción lechera, dado su gran poder germicida y protector.  
Higieniza, suaviza y protege el pezón del exterior, permitiendo su transpiración..  
Contiene 2g/l de Iodo activo.  
También puede utilizarse para la higienización de pezoneras en cuyo caso la concentración de uso será del 0.5 al 1% en agua.

### **MODO DE EMPLEO:**

Producto listo para su utilización. Aplicar por inmersión después del ordeño mediante vaso aplicador.  
Su especial composición de filmógenos hace que el producto quede adherido al pezón sin que se produzcan goteos con la consiguiente pérdida de producto.  
El IODOFORO DIBAC forma una película que hace de barrera física protectora duradera después del ordeño.

### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:**

No mezclar con otros productos de limpieza o higienización.  
No reenvasar el producto sobrante del vaso aplicador al envase original.  
No almacenar a temperaturas inferiores a 4°C o superiores a 38°C, considerando que la viscosidad es un parámetro directamente relacionado con la temperatura.  
Evitar la exposición directa al sol.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

Sin contraindicaciones. No provoca irritación cutánea.

#### **CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

S-2: Conservar fuera del alcance de los niños.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.